

Engangs cervikal dobbelballong – mekanisk fødselsinduksjon

Engangs cervikal dobbelballong er en mekanisk metode for induksjon av fødsel, brukt for å utvide livmorhalsen hos gravide kvinner ved termin. Metoden benyttes av erfarne jordmødre, hvor et ballongkateter føres inn i cervikalkanalen.

Kateteret består av to ballonger – én plassert i det indre ostiet og én i det ytre ostiet – som fylles med sterilt vann eller saltløsning. Dobbeltballongsystemet utøver mildt og jevnt trykk fra begge sider av livmorhalsen, og bidrar til kontrollert og effektiv dilatasjon.

Metoden brukes når fødselsinduksjon er medisinsk indikert, for eksempel ved overtermin, maternelle tilstander som hypertensjon, eller når spontan fødsel ikke har startet. Sammenlignet med farmakologiske midler gir metoden en trygg induksjon med minimale systemiske bivirkninger.

Produktinformasjon

- **Type:** Urinkateter for induksjon
- **Lumen:** 3-lumen, inkludert eget lumen for kateterstiver
- **Størrelse:** 18 Ch
- **Lengde:** 40 cm
- **Ballongvolum:** 80 ml dobbelballong
- **Materiale:** 100 % medisinsk silikon
 - God biokompatibilitet
 - Økt pasientkomfort ved plassering og bruk



Egenskaper

- Dobbelt-ballongsystem for jevn dilatasjon av cervix
- Eget lumen for kateterstiver gir enklere og tryggere innføring
- 5 års steril holdbarhet

Pakning

- **Artikkelnummer:** CVB-18F-11
- **Innereske:** 10 stk
- **Kartong:** 150 stk

